

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

| | | |
|--------|--|-----|
| レジメン名 | エムフォルフォックスシックスプラスビーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Pmab(ポンプ) | ポート |
| 対象疾患 | 大腸癌 | |
| 1コース日数 | 14日 | |
| 対象患者区分 | ■ 外来 ■ 入院 | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | day3 | | day14 |
|-----|---|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------|------|--|-------|
| 1 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 開始時 | ● | | | |
| 2 | | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL | 1 袋 3 管 | 埋込型CVポート | メイン | 15分 | ● | | | |
| 3 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 全開にてフラッシュ 配合変化回避のため | ● | | | |
| 4 | | 大塚生食注100mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 1時間 | ● | | | |
| | 癌 | ベクティビックス点滴静注100mg | 6 mg/kg | 埋込型CVポート インラインフィルター使用 | | | | | | |
| 5 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 全開にてフラッシュ 配合変化回避のため | ● | | | |
| 6 | | 大塚糖液5% 250mL レボホリナート点滴静注用25mg レボホリナート点滴静注用100mg | 1 瓶 200 mg/m2 | 埋込型CVポート | メイン | 2時間 オキサリプラチンと同時 | ● | | | |
| 7 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | プライミングして残破棄 | ● | | | |
| 8 | | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | 側管 | 2時間 | ● | | | |
| | 癌 | オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL | 85 mg/m2 | 埋込型CVポート | | | | | | |
| | 癌 | オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL | | | | | | | | |
| 9 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 全開にてフラッシュ | ● | | | |
| 10 | | 大塚生食注100mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 10分 | ● | | | |
| | 癌 | 5-FU注250mg5mL | 400 mg/m2 | 埋込型CVポート | | | | | | |
| | 癌 | 5-FU注1000mg20mL | | | | | | | | |
| 11 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | | |
| 12 | | 大塚生食注100mL | 薬剤部で用量調整 | 【化療混注】 | ヒューバー針に接続 | 46時間 | ● | | | |
| | 癌 | 5-FU注250mg5mL | 2400 mg/m2 | 埋込型CVポート | 標準型テイスターザル注入ポンプで | | | | | |
| | 癌 | 5-FU注1000mg20mL | | | | | | | | |
| 13 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 終了時 day3に使用 | | ● | | |